

intelligente Analyse

cardiofax^S

Elektrokardiograph ECG-1250


Cardiofax - innovativ, universell und ausbaufähig




cardiofax^S
* S = Sofia

Druckbeispiele

12-Kanal-EKG, 6 Kurven, Analyse-Ergebnisse und typische Kurven



12-Kanal-EKG, 3 Kurven, Analyse-Ergebnisse und typische Kurven



Automatische Verlängerung der Aufzeichnung bei Arrhythmie-Erkennung



Optionen



Mit ECG-1250K

- Gerätewagen, KD-105E
 - Kabelarm, KH-100D
 - Papierablage, DI-011D
 - Mittlere Ablage, DI-013D
 - Schublade, DI-014D
 - Ablage-Set, DI-015D
 - * Das Zubehör-Set ist separat erhältlich
- SD-Speicherkarte
 - USB-LAN-Adapter, YZ-041H1

Technische Änderungen vorbehalten.

NIHON KOHDEN

NIHON KOHDEN EUROPE GmbH
Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach, Deutschland
Telefon: +49 (0) 60 03 / 8 27-0, Telefax: +49 (0) 60 03 / 8 27-5 99
Internet: www.nihonkohden.de, E-Mail: info@nke.de

Einfache Anwendung und

Datenmanagement mit

ECG Viewer Software

Gut lesbare farbige LCD-Anzeige

Die helle, hintergrundbeleuchtete Farb-LCD-Anzeige erleichtert das Ablesen der simultanen 12-Kanal EKG-Kurven und -Daten.

Alphanumerische Tastatur zur Dateneingabe

Zur Identifizierung der Patienten und der leichten Speicherung der Daten können Sie den Patientennamen sowie eine numerische Patientennummer mit Hilfe der alphanumerischen Tastatur eingeben. Der Barcode-Leser und Magnetkarten-Leser ermöglichen eine schnelle Eingabe der Patientendaten ohne Übertragungsfehler.

Einfacher Datentransfer mit USB oder WLAN*

Im Speicher können bis zu 40 EKG-Dateien abgelegt werden. Etwa 3.000 EKG-Dateien können auf einer 64 MB SD-Karte gespeichert werden. Mit einer SD-Karte, USB LAN- oder Wireless LAN-Karte können die EKG-Daten an einen PC übertragen werden. Dort können die Daten mit Hilfe der optionalen Daten-Management-Software befundet werden.

*In manchen Staaten muss der Gebrauch der wireless LAN-Karte von den zuständigen Behörden überprüft werden.

Kompakt

Das EKG ist kompakt, leicht und einfach zu tragen. Die Größe entspricht dem Format A4, und es hat einschließlich Batterie ein Gewicht von nur 2,5 kg.

Papiersparende Aufzeichnung

Zur Kostenreduzierung zeichnet der interne Thermokammschreiber 6 EKG-Kurven auf 110 mm breitem Registrierpapier auf. Die Kurven und Analyse-Ergebnisse können zur papierlosen Befundung auf einen PC übertragen werden.

Hervorragende 12- Kanal-EKG Analyse

Cardiofax S verfügt über das neueste Nihon Kohden Interpretationsprogramm, das ECAPS12C Analyse-Programm. Es ermöglicht eine simultane 12-Kanal EKG-Ableitung von bis zu 24 Sekunden und eine Analyse mit nahezu 200 Befunden sowie 5 Befundkategorien.

Hohe Performance mit IEC 60601-2-51

Cardiofax S erfüllt die internationale Norm IEC 60601-2-51, die eine hohe Genauigkeit bei der Signalverarbeitung (Netzfilter), EKG-Messung und EKG-Analyse fordert, und bietet somit eine akkurate EKG-Diagnose.

Die originale Wiedergabe-Software polaris.one erfüllt die Anforderungen eines großen EKG-Umfeldes.

